

Prótese Vascular de PTFE

expand-graft®




INDICAÇÕES DE USO

- Acesso vascular arteriovenoso
- Reparo ou substituição de artérias periféricas e centrais
- Revascularizações extra-anatômicas


PAREDE REFORÇADA

Porosidade de 20 µm = menos vazamento
 Maior retenção de sutura
 Fácil de suturar e puncionar



MODELOS ANELADOS

Alta resistência a dobras e esmagamentos
 Maior flexibilidade
 Pode ser cortado facilmente





MODELOS CÔNICOS

Reduz o risco de “síndrome do roubo”
 Opção para bypass infrapoplíteo

REGISTRO ANVISA 80163740002

Modelos Retos



Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)	Código Lisa	Código Anelada
3,5	10	20310	-
3,5	20	20320	-
4	10	20410	-
4	20	20420	-
5	10	20510	-
5	20	20520	-
5	50	20550	40550
5	70	20570	40570
5	80	20580	40580
6	10	20610	-
6	20	20620	-
6	25	20625	-
6	30	20630	-
6	40	20640	-
6	50	20650	40650
6	70	20670	40670
6	80	20680	40680
7	50	20750	40750
7	70	20770	40770
7	80	20780	40780
8	50	20850	40850
8	70	20870	40870
8	80	20880	40880
10	50	21050	41050
10	70	21070	41070
10	80	21080	41080

Modelos Cônicos



Diâm. Menor (mm)	Diâm. Maior (mm)	Comprimento (cm)	Código
4	6	50	24650
4	6	70	24670
4	7	50	24750
4	7	70	24770
6	8	50	26850
6	8	70	26870