


Dilexx-18

PTA balloon catheter



Non-compliant
balloon catheter with
radiopaque soft tip



THE LOW-PROFILE EXPERT

Dilexx- 18



◀ A. brachialis

◀ A. radialis





non-compliant
balloon



radiopaque
markers



tapered tip
design



re-wrapping
with dog-bone



radiopaque
tip



kink-resistant
shaft



- Non-compliant PET-Ballon
- Speziell entwickelt für den transradialen und transbrachialen Zugang
- Nutzbare Schaftlänge: 180 cm



- *Ballonnet PET non compliant*
- *Développé spécialement pour l'abord transradial et transbrachial*
- *Longueur utile de la tige: 180 cm*




- *Non-compliant PET balloon*
- *Specifically developed for transradial and transbrachial access*
- *Usable shaft length: 180 cm*

Bestell-Nr. – nutzbare Schaftlänge <i>référence – longueur utile de la tige</i> <i>order code – usable shaft length</i>	Ballon <i>ballonnet</i> <i>balloon</i>	Ballonlänge <i>longueur du</i> <i>ballonnet</i> <i>balloon length</i>	Schleusen- gängigkeit <i>taille recommandée</i> <i>pour l'introducteur</i> <i>recommended</i> <i>introducer size</i>	Arbeitsdruck <i>pression de service</i> <i>nominal pressure</i>	Berstdruck <i>pression d'éclatement</i> <i>rated burst pressure</i>
180 cm	Ø / mm	mm	F	bar	bar
1763-0504	5	40	5	8	16
1763-0506	5	60	5	8	16
1763-0604	6	40	5	8	14
1763-0606	6	60	5	8	14
1763-0704	7	40	5	8	14
1763-0706	7	60	5	8	14
1763-0804	8	40	5	8	12
1763-0806	8	60	5	8	12


Adaptiert auf .018 inch Führungsdraht
adapté au fil-guide de .018 inch
adapted to .018 inch guide wire

Verpackungseinheit: 1 Stück
conditionnement : 1 unité
box: 1 unit

+ recommended supplement



Plywire "Soft Tip"
Nitinol guide wire



sinus-Repo-418
Self-expanding Nitinol Stent System 4F

sinus-SuperFlex-418
Self-expanding Nitinol Stent System 4F

sinus-SuperFlex-518
Self-expanding Nitinol Stent System 5F